

TVÄTTANVISNING



Täcket skall alltid tvättas i medföljande tvättpåse



Tål ej blekmedel



Tvättas i högst 60°C – välj skonsamt tvättprogram



Ej strykning



Täcke med dragkedja kan delas före tvätt



Kemtvätt: Använd inga vätskor starkare än perkloretylen



Rekonditionering kan utföras i 70 °C



Ej torktumling men torkning i torkskåp på låg värme går bra.

PRODUKTINFORMATION



Täcket är tillverkat i flamhär-diga material Yttertyg: Trevira CS Kedjetäcket uppfyller kraven enligt standard SS-EN ISO 12952-1/2.



Patenterat.



Kedjetäcke® Sensitive är en svensk produkt



Kedjetäcket är CE-märkt

Tillverkas i Stenkullen.

VARNING

Vid begränsad hjärt- och lungkapacitet, rådfråga läkare innan användning av Kedjetäcke® Sensitive.

Tänk på snubbelrisken när täcket ligger på golvet.

Rådgör med ansvarig läkare om brukaren har inopererad utrustning som kan tänkas bli påverkad av metallinnehållet.

Användare med dålig/svag motorik skall hållas under uppsikt.

20160919



BRUKSANVISNING

Somna Kedjetäcke® Sensitive

Kom till ro och upplev bättre sömnkvalitet med Kedjetäcke® Sensitive.

I detta täcke så har vi adderat mer vadd jämfört med vårt klassiska Kedjetäcke®.

Kedjorna i de långsgående kanalerna gör att Kedjetäcke® Sensitive formar sig efter kroppen. Tyngden och kedjornas taktila stimulans ger känslan av ett behagligt, djupt tryck.

VANLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

- Neuropsykiatriska diagnoser (t.ex. ADHD, ADD, Aspergers syndrom, Autism och Tourettes syndrom)
- Psykisk ohälsa
- Demens
- Förvärvad hjärnskada
- Sömnsvårigheter

- Spasticitet
- Neurologiska sjukdomar
- Oro och ångest, motorisk oro
- Anorexi/Bulimi
- Normalt åldrande

VIKTER

Vuxen ca:

- 5 kg • 7 kg • 9 kg • 11 kg

Mått ca: 205 x 150 cm

TILLBEHÖR

- Hygienöverdrag
- Påslakan
- Tvättpåse



Kedjetäcke® Sensitive formar sig efter kroppen och ligger således tätt kring kroppen.

Användning

Somnas Kedjetäcke® Sensitive har en unik 2-i-1 funktion, en mjuk sida med mer vadd än vårt klassiska Kedjetäcke® samt en kedjesida som ger en taktill stimulans av kedjorna. Vilken sida man föredrar är individuellt så man bör pröva sig fram och man kan således gradera och variera stimulansen efter behov.

Använd Kedjetäcke® Sensitive som täcke på natten eller som lugnande och avstressande filt under dagen. Täcket kan vikas dubbelt för att få ett ökat tryck på kroppen.



Extra vadderad sida.



Kedjesida.

Kedjetäcke® Sensitive används som ett vanligt täcke och placeras i ett påslakan eller hygienöverdrag.

Om du vill tillföra mer värme och/eller mer dämpning så kan du addera till ditt vanliga täcke.

Kedjetäcke® Sensitive finns med i Hjälpmedelsdatabasen.



I Kedjetäcke® Sensitive har den vadderade sidan mer vadd jämfört med vårt klassiska Kedjetäcke®.