

KEDJETÄCKE®



Du kan använda båda sidorna av Kedjetäcke®. Den ena sidan är mjukare. På den andra sidan känner du kedjan och ett behagligt tryck.



Använd alltid påslakan.




Du kan använda Kedjetäcke® vid vila och när du ska sova.



Är du osäker på något kring Kedjetäcke® fråga din läkare eller terapeut.




Kedjetäcke® passar bland annat personer som upplever oro, stress, spänning och ensamhet.



TVÄTTANVISNINGAR

När du skall tvätta Kedjetäcke® gör du så här:



1. Kedjetäcke® har en dragkedja på mitten, dela det i två delar.



2. Lägg Kedjetäcke® i tvättpåsen.
Tvätta en del i taget.



3. Tvätta Kedjetäcke® i 60 grader.



4. Häng Kedjetäcke® på tork.



5. Använd inte torktumlare.