



KEDJEVÄST\* JUNIOR & VUXEN

## BRUKSANVISNING KEDJEVÄST®

Somnas Kedjeväst® är en dagprodukt som framförallt påverkar känsel- och muskel-/ledsinnena. Användaren får stimulering tack vare dess tyngd och omslutande effekt.



AVTAGBAR KRAGE TILL KEDJEVÄST\*

### ANVÄNDNING

Västen bör användas så nära kroppen som möjligt t.ex. med en t-shirt under samt att man drar åt de justerbara spännena för att uppnå bäst effekt. Västen och tyngdkragen kan användas ihop eller var för sig. Kedjevästen kan med fördel användas med en tröja/jacka utanpå.

Vikten och trycket mot kroppen påverkar de taktila och proprioceptiva sinnena vilket ger en lugnande inverkan.

Somnas Kedjeväst® är framtagen i ett tyg som är slitstarkt.

Du väljer själv hur hårt du spänner åt västen för önskad effekt.

## TVÄTTRÅD

Använd medföljande tvättpåse. Kragen får ej upphettas.



Högst 60°C - skonsamt tvättprogram



Väst: Använd inga vätskor starkare än perkloretylen vid kemtvätt



Ej torktumling



Krage: Ej kemtvätt



Ej strykning



Tål ej blekmedel

## PRODUKTINFORMATION



Kedjevästen uppfyller kraven enligt standard Antändlighet avseende glödande föremål (SS-EN ISO 12952-1).



Kedjeväst® är CE-godkänd enligt direktiven om medicintekniska produkter 93/42/EEG.



Kedjeväst® är en svensk produkt.

## STORLEKAR

### Vuxen:

Small, Medium, Large, X-Large

### Junior

110/122 (4-7 år), 128/140 (7-10 år), 146/158 (10-13 år)

## OBSERVERA

- Vid svag lungkapacitet, rådfråga läkare före användning av tyngdväst.
- Rådgör med läkare om inopererad utrustning skulle kunna påverkas av metallen i kedjorna.
- Var aktsam vid svag muskelkapacitet.
- Beakta risken att fastna med västen vid lek.