



DAG



2-1 FUNKTION

BRUKSANVISNING KEDJEFILT®

Kom till ro med Somnas Kedjefilt®. Kedjorna i de längsgående kanalerna formar filten tätt intill kroppen och ger ett behagligt omslutande tryck.



ANVÄNDNING

Kedjefiltarna har insydda kedjor i längsgående kanaler. Kedjorna är monterade i båda ändar och går inte att ta ut ur täcket. Stålkedjorna är lackerade och därmed helt ljudlösa.

Kedjefilten har en 2 i 1-funktion, en kedjesida och en vadderad sida. Vilken sida man väljer att vända mot kroppen är individuellt. Med kedjorna vända mot kroppen får man en större taktil stimulering. Man får prova sig fram till vilken sida som känns bäst.

Kedjefiltens smidighet gör även att du kan vika filten om du önskar ökad tyngd någonstans på kroppen. Filten är tillverkad för att vara så sval som möjligt.

TVÄTTRÅD

Använd alltid medföljande tvättpåse.



Högst 60°C - skonsamt tvättprogram



Tål ej blekmedel



Ej torktumling



Ej strykning



Använd inga vätskor starkare än perkloretylen vid kemtvätt



Rekonditionering kan utföras i 70 °C



PRODUKTINFORMATION



Kedjefilten är tillverkad i material som uppfyller kraven enligt standard Antändlighet med glödande föremål (SS-EN ISO 12952-1).



Kedjefilt® är CE-godkänt enligt direktiven om medicintekniska produkter 93/42/EEG.



Kedjefilt® är en svensk patenterad produkt.

VIKTER & MÅTT

Kedjefilt 4 kg:	70x125 cm
Kedjefilt 5 kg:	70x205 cm
Kedjefilt 7 kg:	70x205 cm

OBSERVERA

- Vid svag lungkapacitet, rådfråga läkare före användning av tyngdfilt.
- Rådgör med läkare om inopererad utrustning skulle kunna påverkas av stålkedjorna.
- Beakta risk att snubbla om tyngdfilt ligger på golvet.
- Var aktsam vid svag muskelkapacitet.