



KØLIG



LYNLÅS



2-1 FUNKTION

BRUGSANVISNING KÆDEDYNE®

Fald til ro med Somnas Kædedyne®. Kæderne i de langsgående kanaler former dynen tæt om kroppen og giver et behageligt, dybt tryk over hele kroppen.



ANVENDELSE

Kædedynen bygger på Somnas egne patenterede løsninger med indsyede kæder i langsgående kanaler. Kæderne er monteret i begge ender og kan ikke tages ud af dynen. Stålkæderne er lakeret og dermed helt lydløse.

Kædedynen har en 2-i-1-funktion, en kædeside og en polstret side.

Det er individuelt, hvilken side man foretrækker at vende mod kroppen. Når kæderne er vendt mod kroppen, får man en større taktil stimulering. Man på prøve sig frem til, hvilken side man bedst kan lide. Kædesiden har et halvmåne-print, der gør det let at adskille den fra den polstrede side.

Placer kædedynen i et dynebetræk. Du kan sove hele natten med dynen, men i starten anbefales det at vænne sig til dynen ved at bruge den i kortere perioder. Øg derefter brugen successivt. Kædedynens smidighed betyder også, at du kan folde dynen, hvis du ønsker øget tyngde et sted på kroppen. Dynen er fremstillet for at være så kølig som muligt.

Når man hviler sig om dagen, giver det en dejlig ro at lægge dynen over skuldrene i siddende stilling og lade den forme sig efter kroppen.

VASKEANVISNING

Dyne med lynlås skal deles inden vask. Anvend medfølgende vaskepose.

DYNE



Højest 60 °C – skånsomt vaskeprogram



Tåler ikke blegemiddel



Tør tæppet straks efter vask



Må ikke tørretumbles



Må ikke stryges



Der må ikke anvendes væsker, der er stærkere end perkloretylen ved kemisk rens

TASKE



Højest 60 °C



Må ikke tørretumbles



Må ikke stryges



Må ikke renses.

PRODUKTINFORMATION



Kædedynen opfylder kravene i standard SS-EN ISO 12952-2, Antændelighed med glødende genstande. Udvendigt stof i flamme-hæmmende Trevira CS-materiale.

Tekstil: 90% Polyester, 10% Polypropylen

Fyld: 100% Stålkæder



Kædedyne® opfylder kravene i henhold til direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr.



Kædedyne® er et svensk patenteret produkt.



STØRRELSER/VÆGT

140 x 200 cm: 4, 6, 8, 10, 12, 14 kg

100 x 140 cm: 3 og 5 kg

 4 kg  10 kg

 6 kg  12 kg

 8 kg  14 kg

Forvæmærkning på dynens korte side, angiver kædedynens vægt i henhold til ovenstående farver.

BEMÆRK

- Ved svag lungekapacitet skal en læge rådspørges før brug af tyngdedyne.
- Drøft med lægen, om indopereret udstyr i kroppen kan blive påvirket af metallet i kæderne.
- Vær opmærksom på risikoen for at falde, hvis dynen ligger på gulvet.
- Vær forsigtig ved svag muskelkapacitet.
- Ved brug af hygiejnebetæk skal du observere fare.

PRODUCENT

somna®

SOMNA AB

info@somna.com | www.somna.com

DANSK DISTRIBUTØR

ZiboCare

ZIBOCARE

post@zibocare.dk | www.zibocare.dk

20190910