



SVAL



BLIXTLÅS



2-1 FUNKTION

KÄYTTÖOHJE SOMNA® BLANKET BALANCE

Somna® Blanket Balance rauhoittaa ja lievittää levottomuutta. Peiton pitkitäiset ketjut myötäilevät kehon linjoja ja saavat aikaan miellyttävän sisään sulkevan tuntemuksen.



KÄYTTÖ

Somna® Blanket Balance -peitossa ketjut ovat keskitetyssä linjassa kehon asennon kanssa, mikä luo erityisen sisään sulkeva tunteen.

Somna® Blanket Balance on kaksitoiminen: toinen puoli on ketjupuoli ja toinen puoli on pehmustettu. On yksilöllistä, kumpi puoli tuntuu mukavammalta. Ketjupuoli kehoa vasten käyttäjä saa lisästimulaatiota kosketusaistille. Käyttäjää voi itse kokeilla, kumpi puoli tuntuu miellyttävämmältä. Ketjupuolella on puolikuun kangas, joka erottaa sen helposti pehmustetuilta puolilta.

Laita Somna® Blanket Balancepussilakanan sisään. Peittoa voi käyttää koko yön, mutta suosittelemme aluksi käyttämään peittoa lyhyehköjä aikoja ja pidentämään peiton käyttöaikaa vähitellen. Peitto on joustava, joten se on helppo taitella kaksin kerroin, jos johonkin kehon osaan halutaan lisäpainoa. Peitto on kehitetty mahdollisimman viileäksi.

Kun peiton nostaa hartioille istuvassa asennossa ja antaa sen myötäillä kehon linjoja, vaikutus on rauhoittava päivän lepohetkillä.

PESUOHJE

Pestään mukana tulevassa pesupussissa. Vetoketjullinen painopeitto jaetaan kahtia ennen pesua.

 Enintään 60 °C -
hienopesuohjelma

 Kemiallinen pesu
tetrakloorieteenillä

 Valkaisu kielletty

 Kuivaa peitto heti pesun jälkeen

 Rumpukuivaus kielletty

 Silitys kielletty




TUOTETIEDOT

 Somna® Blanket Balancetäyttää vuodevaatteiden syttyvyyttä koskevan standardin vaatimukset (SFS-EN ISO 12952-2, sytytyslähteenä pieni avoliekki). Päälyls kangas on palamatonta Trevira CS -materiaalia.

Tekstiili: 90% Polyesteriä, 10% Polypropeeni

Täyte: 100% Teräsketjut

 Somna® Blanket Balance on CE-hyväksytty lääkintälaitedirektiivin 93/42/ETY mukaisesti.

 Somna® Blanket Balance on patentoitu ruotsalainen tuote.

KOOT/PAINOT

150 x 200 cm / 8 kg

HUOMAA

- Jos käyttäjän keuhkojen toiminta on heikentynyt, käänny lääkärin puoleen ennen painopeiton käyttämistä.
- Käänny lääkärin puoleen, jos käyttäjällä on implantti tai lääkinnällinen apuväline, jonka toimintaa tuotteen sisältämä metalli voi häiritä.
- Lattialla oleva peitto voi aiheuttaa kompastumisriskin.
- Heikentynyt lihasvoima voi aiheuttaa riskin.
- Käytä hygieenistä suojusta tukahduttavaa vaaraa.