



SVAL



BLIXTLÅS



2-1 FUNKTION

KÄYTTÖOHJE SOMNA® BLANKET

Somna® Blanket rauhoittaa ja lievittää levottomuutta. Peiton pitkittäiset ketjut myötäilevät kehon linjoja ja saavat aikaan miellyttävän sisään sulkevan tuntemuksen.



KÄYTTÖ

Somna® Blanket -painopeitossa on pitkittäin ommellut ketjut, ja se perustuu Somnan patentoituun ratkaisuun. Ketjut on asennettu molempiin päihin, eikä niitä voi irrottaa peitosta. Teräsketjut ovat lakattuja, joten ne ovat täysin äänettämiä.

Somna® Blanket on kaksitoiminen: toinen puoli on ketjupuoli ja toinen puoli on pehmustettu. On yksilöllistä, kumpi puoli tuntuu mukavammalta. Ketjupuoli kehoa vasten käyttäjä saa lisästimulaatiota kosketusaistille. Käyttäjä voi itse kokeilla, kumpi puoli tuntuu miellyttävämmältä. Ketjupuolella on puolikuun kangas, joka erottaa sen helposti pehmustetuilta puolilta.

Laita painopeitto pussilakanan sisään. Peiton kanssa voi nukkua koko yön, mutta suosittelemme aluksi käyttämään peittoa lyhyempiä aikoja. Peiton käyttöaikaa voi pidentää vähitellen. Peitto on joustava, joten se on helppo taitella kaksin kerroin, jos johonkin kehon osaan halutaan lisäpainoa. Peitto on kehitetty mahdollisimman viileäksi. Somna® Blanket Sensitive on pehmeämpi ja lämpimämpi, erityispehmustettu peitto.

Kun peiton nostaa hartioille istuvassa asennossa ja antaa sen myötäillä kehon linjoja, vaikutus on rauhoittava päivän lepohetkillä.

PESUOHJE

Pestään mukana tulevassa pesupussissa. Vetoketjullinen painopeitto jaetaan kahtia ennen pesua.



Enintään 60 °C -
hienopesuohjelma



Kemiallinen pesu
tetrakloorieteenillä



Valkaisu kielletty



Kuivaa peitto heti pesun jälkeen



Rumpukuivaus kielletty



Silitys kielletty



TUOTETIEDOT



Painopeitto täyttää vuodevaatteiden sytyvyyttä koskevan -standardin vaatimukset (SFS-EN ISO 12952-2, sytytyslähteenä pieni avoliekki). Päällyskangas on palamatonta Trevira CS -materiaalia.

Tekstiili: 90% Polyesteriä, 10% Polypropeeni

Täyte: 100% Teräsketjut



Somna® Blanket on CE-hyväksytty lääkintälaitedirektiivin 93/42/ETY mukaisesti.



Somna® Blanket on patentoitu ruotsalainen tuote.

KOOT/PAINOT

140 x 200 cm / 4, 6, 8, 10, 12, 14 kg

100 x 140 cm / 3, 5 kg



4 kg



10 kg



6 kg



12 kg



8 kg



14 kg

Värimerkintä kannen lyhyen reunan kohdalla ilmoittaa kankaan painon yllä olevien värien mukaan.

HUOMAA

- Jos käyttäjän keuhkojen toiminta on heikentynyt, käänny lääkärin puoleen ennen painopeiton käyttämistä.
- Käänny lääkärin puoleen, jos käyttäjällä on implantti tai lääkinnällinen apuväline, jonka toimintaa tuotteen sisältämä metalli voi häiritä.
- Lattialla oleva peitto voi aiheuttaa kompastumisriskin.
- Heikentynyt lihasvoima voi aiheuttaa riskin.
- Käytä hygieenistä suojusta tukahduttavaa vaaraa.

20190917