



LYNLÅS



2-1 FUNKTION



BRUGSANVISNING KÆDEDYNE® SENSITIVE

Fald til ro med Somnas Kædedyne®. Kæderne i de langsgående kanaler former dynen tæt om kroppen og giver et behageligt, dybt tryk over hele kroppen.



ANVENDELSE

Kædedyne® Sensitive er en blødere og varmere dyne på grund af den ekstra polstring. Kædedyne® Sensitive bygger på Somnas egne patenterede løsninger med indsyede kæder i langsgående kanaler. Kæderne er monteret i begge ender og kan ikke tages ud af dynen. Stålkæderne er lakeret og dermed helt lydløse.

Kædedynen har en 2-i-1-funktion, en kædeside og en polstret side. Det er individuelt, hvilken side man foretrækker at vende mod kroppen. Når kæderne er vendt mod kroppen, får man en større taktil stimulering. Man prøver sig frem til, hvilken side man bedst kan lide. Kædesiden har et halvmåne-print, der gør det let at adskille den fra den polstrede side.

Placer kædedynen i et dynebeetræk. Du kan sove hele natten med dynen, men i starten anbefales det at vænne sig til dynen ved at bruge den i kortere perioder. Øg derefter brugen successivt. Kædedynens smidighed betyder også, at du kan folde dynen, hvis du ønsker øget tyngde et sted på kroppen.

Når man hviler sig om dagen, giver det en dejlig ro at lægge dynen over skuldrene i siddende stilling og lade den forme sig efter kroppen.

VASKEANVISNING

Dyne med lynlås skal deles inden vask. Anvend medfølgende vaskepose.

DYNE



Højest 60 °C – skånsomt vaskeprogram



Tåler ikke blegemiddel



Tør tæppet straks efter vask



Må ikke tørretumbles



Må ikke stryges



Der må ikke anvendes væsker, der er stærkere end perkloretylen ved kemisk rens

TASKE



Højest 60 °C



Må ikke tørretumbles



Må ikke stryges



Må ikke renses.

PRODUKTINFORMATION



Kædedyner[®] opfylder kravene i standard SS-EN ISO 12952-2, Antændelighed med glødende genstande. Udvendigt stof i flammehæmmende Trevira CS-materiale.

Tekstil: 90% Polyester, 10% Polypropylen **Fyld:** 100% Stålkæder



Kædedyne[®] er opfylder kravene i henhold til direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr.



Kædedyne[®] er et svensk patenteret produkt.

OEKO-TEX[®]

CONFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100

SE 16-230 RISE IVF

Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



STØRRELSER/VÆGT

140 x 200 cm

4, 6, 8, 10, 12, 14 kg

100 x 140 cm

3, 5 kg

4 kg

10 kg

6 kg

12 kg

8 kg

14 kg

Farvemærkning på dynens korte side, angiver kædedynens vægt i henhold til ovenstående farver.

BEMÆRK

- Ved svag lungekapacitet skal en læge rådspørges før brug af tyngdedyne.
- Drøft med lægen, om indopereret udstyr i kroppen kan blive påvirket af metallet i kæderne.
- Vær opmærksom på risikoen for at falde, hvis dynen ligger på gulvet.
- Vær forsigtig ved svag muskelkapacitet.
- Ved brug af hygiejnebetæk skal du observere kvæstningsfare.
- Kædedyne[®] Sensitive Junior anbefales fra 3 år

PRODUCENT

somna[®]

SOMNA AB

info@somna.com | www.somna.com

DANSK DISTRIBUTØR

ZiboCare

ZIBOCARE

post@zibocare.dk | www.zibocare.dk