



BLIXTLÄS



2-1 FUNKTION



KÄYTTÖOHJE SOMNA® BLANKET SENSITIVE

Somna® Blanket rauhoittaa ja lievittää levottomuutta. Peiton pitkittäiset ketjut myötäilevät kehon linjoja ja saavat aikaan miellyttävän sisään sulkevan tuntemuksen.



KÄYTTÖ

Somna® Blanket -painopeitossa on pitkittäin ommellut ketjut, ja se perustuu Somnan patentoituun ratkaisuun. Ketjut on asennettu molempiin päihin, eikä niitä voi irrottaa peitosta. Teräsketjut ovat lakattuja, joten ne ovat täysin äänettämiä.

Somna® Blanket on kaksitoiminen: toinen puoli on ketjupuoli ja toinen puoli on pehmustettu. On yksilöllistä, kumpi puoli tuntuu mukavammalta. Ketjupuoli kehoa vasten käyttäjä saa lisästimulaatiota kosketusaistille. Käyttäjä voi itse kokeilla, kumpi puoli tuntuu miellyttävämmältä. Ketjupuolella on puolikuun kangas, joka erottaa sen helposti pehmustetuilta puoliilta.

Laita painopeitto pussilakanan sisään. Peiton kanssa voi nukkua koko yön, mutta suosittellemme aluksi käyttämään peittoa lyhyempiä aikoja. Peiton käyttöaikaa voi pidentää vähitellen. Peitto on joustava, joten se on helppo taitella kaksin kerroin, jos johonkin kehon osaan halutaan lisäpainoa. Peitto on kehitetty mahdollisimman viileäksi. Somna® Blanket Sensitive on pehmeämpi ja lämpimämpi, erityispehmustettu peitto.

Kun peiton nostaa hartioille istuvassa asennossa ja antaa sen myötäillä kehon linjoja, vaikutus on rauhoittava päivän lepohetkillä.

PESUOHJE

Pestään mukana tulevassa pesupussissa. Vetoketjullinen painopeitto jaetaan kahtia ennen pesua.

 Enintään 60 °C -
hienopesuohjelma

 Kemiallinen pesu
tetrakloorieteenillä

 Valkaisu kielletty


 Kuivaa peitto heti pesun jälkeen

 Rumpukuivaus kielletty

 Silitys kielletty



TUOTETIEDOT

 Painopeitto täyttää vuodevaatteiden syytyvyyttä koskevan -standardin vaatimukset (SFS-EN ISO 12952-2, syytyslähteenä pieni avoliekki). Päällyskangas on palamatonta Trevira CS -materiaalia.

Tekstiili: 90% Polyesteriä, 10% Polypropeeni

Täyte: 100% Teräsketjut

 Somna® Blanket on CE-hyväksytytty lääkintälaitedirektiivin 93/42/ETY mukaisesti.



Somna® Blanket on patentoitu ruotsalainen tuote.

KOOT/PAINOT

150 x 200 cm 4, 6, 8, 10, 12, 14 kg
100 x 140 cm 3, 5 kg

 4 kg  10 kg
 6 kg  12 kg
 8 kg  14 kg

Värimerkintä kannen
lyhyen reunan kohdalla
ilmoittaa kankaan painon
yllä olevien värien mukaan.

HUOMAA

- Jos käyttäjän keuhkojen toiminta on heikentynyt, käänny lääkärin puoleen ennen painopeiton käyttämistä.
- Käänny lääkärin puoleen, jos käyttäjällä on implantti tai lääkinnällinen apuväline, jonka toimintaa tuotteen sisältämä metalli voi häiritä.
- Lattialla oleva peitto voi aiheuttaa kompastumisriskin.
- Heikentynyt lihasvoima voi aiheuttaa riskin.
- Käytä hygieenistä suojusta tukahduttavaa vaaraa.
- Junior suosittelaa 3 vuodesta