



FERMETURE ÉCLAIR



FONCTION 2 EN 1



MODE D'EMPLOI SOMNA® BLANKET SENSITIVE

Retrouvez le calme avec la couette à chaînes Somna® Blanket. Les chaînes présentes dans les canaux longitudinaux permettent à la couette de se coller au corps et procurent une agréable pression enveloppante.



UTILISATION

La couette Somna® Blanket est une invention brevetée de Somna avec des chaînes cousues dans des canaux longitudinaux. Les chaînes sont fixées aux deux extrémités et ne peuvent pas être ressorties de la couette. Les chaînes en acier sont peintes, ce qui les rend entièrement silencieuses.

La couette Somna® Blanket a une fonctionnalité 2 en 1, un côté avec des chaînes et un côté rembourré. Chacun choisit le côté qu'il veut avoir sur son corps. Les chaînes tournées vers le corps procurent une stimulation tactile plus importante. Il faut tester les deux côtés pour trouver celui qui convient le mieux. Afin de distinguer facilement la face de la couverture ou se trouve les chaînes, celle-ci est marquée par des motifs demi-lune.

Mettez la couette dans une housse de couette. Vous pouvez dormir toute la nuit avec la couette, mais il est recommandé de l'utiliser au début sur des périodes plus courtes pour s'y habituer. Augmenter ensuite la durée petit à petit. La souplesse de la couette permet aussi de la plier en deux, si vous souhaitez plus de poids sur un endroit spécifique du corps. La couette est fabriquée de façon à rester aussi fraîche que possible. Somna® Blanket Sensitive est une couette plus douce et plus chaude, grâce au rembourrage supplémentaire.

Mettez la couette sur les épaules et laissez-la prendre la forme du corps. Procure un calme apaisant lorsqu'on se repose au cours de la journée.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Utiliser le filet de nettoyage fourni. La couette munie d'une fermeture à glissière doit être ouverte avant le lavage.



Maximum 60° C
programme doux



N'utiliser aucun liquide plus puissant que le perchlo-roéthylène en cas de nettoyage à sec



Pas de produits blanchissants



Essuyer la couverture immédiatement après le lavage



Pas de séchage tambour



Pas de repassage



INFORMATIONS PRODUIT



Somna® Blanket répond aux exigences de la norme d'allumabilité sous l'action d'une cigarette en combustion (ISO 12952-1). Tissu extérieur en Trevira CS résistant au feu.

Textiles: 90% Polyester, 10% Polypropylène

Garnissage: 100% Chaînes en acier



Somna® Blanket est approuvé CE conformément à la directive 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux.



La couette Somna® Blanket est un produit suédois breveté.

DIMENSIONS/POIDS

140 x 200 cm

4, 6, 8, 10, 12, 14 kg

100 x 140 cm

3, 5 kg

4 kg

10 kg

6 kg

12 kg

8 kg

14 kg

Le poids de la couverture est indiqué par le repère de couleur qui se situe sur son bord court. Retrouvez ci-dessus la correspondance de chaque couleur.

REMARQUE

- En cas de faible capacité pulmonaire, demander conseil à un médecin avant d'utiliser une couette lourde.
- Demander conseil à un médecin pour savoir si le dispositif implanté pourrait être impacté par l'acier des chaînes.
- Faire attention au risque de trébucher si la couette lourde se trouve par terre
- Faire attention en cas de faible capacité musculaire.
- L'utilisation d'une housse de protection peut présenter un risque d'étouffement.
- Modèle Junior recommandé à partir de 3 ans.