



ZIP



2-1 FUNCTION

使用説明書

SOMNA® BLANKET SENSITIVE



Somna® Blanket Sensitive で安心感を。このブランケットは縦方向の溝の内側にあるチェーンによって身体の輪郭にぴったり沿うため、包まれているような心地良さを得ることができます。



使用説明書

Somna® Blanket は縦方向の溝にチェーンを取り付けた Somna の特許製法による製品です。チェーンはブランケットの両端に取り付けられ、取り外すことはできません。鋼鉄のチェーンには塗装が施されているため、とても静かです。

Somna® Blanket には 2 つの機能性、つまりチェーン面とパッド面があります。どちらの面を身体側にするかは自由です。チェーン面を身体側にすると、凹凸をはっきりと感じられます。両面をお試しいただき、ご自分に合った面を見つけてください。半月マークのある面はチェーンを感じやすくなっており、反対側の面はソフトな感触になっています。

ブランケットは掛け布団カバーに入れてお使いください。ブランケットは就寝時にもお使いいただけますが、まず短時間使用し、次第に使用時間を長くすることをおすすめいたします。このブランケットは柔軟なため、体の特定の部分に重みが必要な場合は折ることができます。Somna® Blanket は、可能な限り涼しさを得られるようにデザインされています。Somna® Blanket Sensitive はさらにパッドを使用した、柔らかく暖かいブランケットです。

日中のリラックスタイムに腰掛けて肩からこのブランケットを掛け、身体の輪郭に沿って下に落とすと、心地良い安らぎを感じることができます。

お洗濯について

付属の専用洗濯ネットをご使用ください。ファスナー付きブランケットの場合は、お洗濯前にファスナーを開けてください。



60° C 以下、ソフト洗いモードで洗濯してください。



アイロンはかけないでください。



漂白剤は使用しないでください。



ドライクリーニング: PCE よりも強い洗剤は使用できません。



洗濯後はチェーンブランケットを速やかに乾かしてください。



タンブル乾燥はしないでください。



製品情報



Somna® Blanket は SS-EN ISO 12952-2 (寝具の発火性 - 着火点: マッチの炎など) 基準を満たしています。表地には難燃性のトレビラ CS を使用しています。

生地: 100% ポリエステルトレビラCS。詰め物: スチール・チェーン & ポリエステル



Somna® Blanket Sensitive は、CE により医療機器指令 93/42/EEC 承認を受けています。



Somna® Blanket Sensitive はスウェーデンの特許取得製品です。

サイズ / 重量

成人用 (150 x 200 cm) : 4、6、8、10、12、14 kg

小児用 (100 x 140 cm) : 3、5 kg

□ 4 kg  10 kg

■ 6 kg ■ 12 kg

■ 8 kg ■ 14 kg

本品の短手にあるラベルの色は、重さを示しています。上記をご確認ください。

注意

- 心肺機能が低下している場合は、おもり入りのブランケットを使用する前に医師に相談してください。
- チェーンの金属の影響を受ける可能性のある医療機器を使用されている場合は、あらかじめ主治医に相談してください。
- 床に放置しておくとなぜか危険性がありますのでご注意ください。
- 筋力が低下している場合はご注意ください。
- 簡易防水カバー (別売) を使用した場合、息が苦しくならないようご注意ください。
- 洗濯後はチェーンブランケットを速やかに乾かしてください。

PRODUCENT

somna®

SOMNA AB

somna.com | info@somna.com

DISTRIBUTOR



LAGOM JAPAN K.K.

lagom-japan.co.jp | info@lagom-japan.co.jp

2018年1月15日