



TAG



2-1 FUNKTION

GEBRAUCHSANWEISUNG SOMNA® COMFORTER

Mit Somna® Comforter kommen Sie zur Ruhe. Die Ketten in den längsverlaufenden Kanälen sorgen dafür, dass sich die Decke eng und mit angenehmem Druck um den Körper legt.



GEBRAUCH

Die Kettendecken verfügen über eingenähte Ketten in längsverlaufenden Kanälen. Die Ketten sind an beiden Enden befestigt und können nicht aus der Decke herausgenommen werden. Die Stahlketten sind lackiert und somit vollständig lautlos.

Somna® Comforter weist eine 2-in-1-Funktion auf: eine Kettenseite und eine wattierte Seite. Letztendlich entscheiden Sie selbst, welche Seite Sie bevorzugen. Mit der Kettenseite am Körper wird eine größere taktile Stimulation erreicht. Man muss einfach ausprobieren, welche Seite sich am besten anfühlt.

Dank ihrer Flexibilität können Sie die Kettendecke auch umschlagen, wenn Sie an einer bestimmten Körperstelle ein höheres Gewicht wünschen. Die Decke soll möglichst kühlend wirken.

WASCHANLEITUNG

Benutzen Sie stets den mitgelieferten Waschbeutel.



Im Schonwaschgang bei max. 60°C waschen



Kein Bleichmittel verwenden



Nicht in den Wäschetrockner geben



Nicht bügeln



Keine kräftigeren Flüssigkeitsreiniger wie Tetrachlorethylen bei der chemischen Reinigung verwenden



Rekonditionierung kann bei 70°C erfolgen



PRODUKTINFORMATIONEN



Die Kettendecke ist aus flammbeständigem Material gefertigt und erfüllt die Anforderungen des Standards SS-EN ISO 12952-1:2010.

Textil: 75% Polyester, 17% Baumwolle, 8% Polypropylen.

Füllung: 100% Stahlketten



Somna® Comforter ist CE-zertifiziert nach der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte.



Somna® Comforter ist ein patentiertes Produkt aus Schweden.

GEWICHTE & MAßE

Somna® Comforter 4 kg:

70x125 cm

Somna® Comforter 5 kg:

70x200 cm

Somna® Comforter 7 kg:

70x200 cm

WARNUNG

- Bei begrenzter Lungenkapazität einen Arzt vor Anwendung einer Gewichtsdecke konsultieren.
- Falls Sie implantierte medizinische Geräte haben, konsultieren Sie einen Arzt, ob diese durch den Stahl in den Ketten beeinträchtigt werden können.
- Auf dem Fußboden liegende Gewichtsdecken stellen eine Stolpergefahr dar!
- Vorsicht bei der Anwendung, wenn Ihre Muskeln geschwächt sind.