



DAG



2-1 FUNKTION

## BRUGSANVISNING KÆDETÆPPE®



Fald til ro med Somnas Kædetæppe®. Kæderne i de langsgående kanaler former tæppet tæt om kroppen og giver et behageligt tryk og tyngde mod kroppen.

### ANVENDELSE

Kædetæpperne har indsyede kæder i langsgående kanaler. Kæderne er monteret i begge ender og kan ikke tages ud af tæppet. Stålkæderne er lakeret og dermed helt lydløse.

Kædetæppet har en 2-i-1-funktion, en kædeside og en polstret side. Det er individuelt, hvilken side man foretrækker at vende mod kroppen. Når

kæderne er vendt mod kroppen, får man en større taktil stimulering. Man på prøve sig frem til, hvilken side man bedst kan lide.

Kædetæppets smidighed betyder også, at du kan folde tæppet, hvis du ønsker øget tyngde et sted på kroppen. Tæppet er fremstillet for at være så kølig som muligt.

## VASKEANVISNING

Anvend altid medfølgende vaskepose.



Højst 60 °C - skånsomt vaskeprogram



Der må ikke anvendes væsker, der er stærkere end perkloretylen ved kemisk rens



Tåler ikke blegemiddel



Må ikke tørretumbles



Rekonditionering kan udføres ved 70 °C



Må ikke stryges



## PRODUKTINFORMATION



Kædetæppet er fremstillet i materiale, som opfylder kravene i standard SS-EN ISO 12952-1, Antændelighed med glødende genstande.

**Tekstil:** 75% Polyester, 17% Bomuld, 8% Polypropylen.

**Fyld:** 100% Stålkæder



Kædetæppe® er CE-godkendt i henhold til direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr.



Kædetæppe® er et svensk patenteret produkt.

## VÆGT & MÅL

Kædetæppe 4 kg: 70x125 cm

Kædetæppe 5 kg: 70x200 cm

Kædetæppe 7 kg: 70x200 cm

## BEMÆRK

- Ved svag lungekapacitet skal en læge rådspørges før brug af tyngdetæppe.
- Drøft med lægen, om indopereret udstyr i kroppen kan blive påvirket af metallet i kæderne.
- Vær opmærksom på risikoen for at falde, hvis tæppet ligger på gulvet.
- Vær forsigtig ved svag muskelkapacitet.

PRODUCENT

**somna**®

SOMNA AB

info@somna.se | www.somna.se

DANSK DISTRIBUTØR

**ZiboCare**

ZIBOCARE

post@zibocare.dk | www.zibocare.dk

20190514