



DAG



2-1 FUNKTION

KÄYTTÖOHJE SOMNA® COMFORTER

Somna® Comforter rauhoittaa ja lievittää levottomuutta. Viltin pitkittäiset ketjut myötäilevät kehon linjoja ja saavat aikaan miellyttävän sisään sulkevan tuntemuksen.



KÄYTTÖ

Somna® Comforter -painoviltissä on pitkittäin ommellut ketjut. Ketjut on asennettu molempiin päihin, eikä niitä voi irrottaa viltistä. Teräsketjut ovat lakattuja, joten ne ovat täysin äänettämiä.

Somna® Comforter on kaksitoiminen: toinen puoli on ketjupuoli ja toinen puoli on pehmustettu. On yksilöllistä, kumpi puoli tuntuu mukavammalta. Ketjupuoli kehoa vasten käyttäjä saa lisästimulaatiota kosketusaistille. Käyttäjä voi itse kokeilla, kumpi puoli tuntuu miellyttävämmältä.

Viltti on joustava, joten se on helppo taitella kaksin kerroin, jos johonkin kehon osaan halutaan lisäpainoa. Viltti on kehitetty mahdollisimman viileäksi.

PESUOHJE

Pestään mukana tulevassa pesupussissa.



Enintään 60 °C – hienope-suohjelma



Kemiallinen pesu tetrakloorietaanilla



Valkaisu kielletty



Uudelleenkäsittely voidaan tehdä 70 asteessa



Rumpukuivaus kielletty



Silitys kielletty



TUOTETIEDOT



Somna® Comforter on valmistettu materiaalista, joka täyttää vuodevaatteiden syttyvyyttä koskevan SFS-EN ISO 12952-1 -standardin vaatimukset.

Tekstiili: 75% Polyesteriä, 17% Puuvilla, 8% Polypropylen

Täyte: 100% Teräsketjut



Somna® Comforter on CE-hyväksytty lääkintälaitedirektiivin 93/42/ETY mukaisesti.



Somna® Comforter on patentoitu ruotsalainen tuote.

PAINO JA MITAT

Somna® Comforter 4 kg:	70 x 125 cm
Somna® Comforter 5 kg:	70 x 200 cm
Somna® Comforter 7 kg:	70 x 200 cm

HUOMAA

- Jos käyttäjän keuhkojen toiminta on heikentynyt, käänny lääkärin puoleen ennen painoviltin käyttämistä.
- Käänny lääkärin puoleen, jos käyttäjällä on implantti tai lääkinnällinen apuväline, jonka toimintaa tuotteen sisältämä metalli voi häiritä.
- Lattialla oleva viltti voi aiheuttaa kompastumisriskin.
- Heikentynyt lihasvoima voi aiheuttaa riskin.

PRODUCENT

somna®

SOMNA AB

info@somna.se | www.somna.se

FINSK DISTRIBUTÖR

ALGOL
TREHAB

ALGOL THREHAB

www.algol-trehab@algol.fi | www.algolthrehab.fi

20190906