



TAG



2-IN-1 FUNKTION

GEBRUIKSAANWIJZING SOMNA® COMFORTER



Kom tot rust met de Somna® Comforter. De kettingen in tunnels in de lengterichting maken dat de deken dicht langs het lichaam valt en zorgen door hun gewicht voor een behaaglijke omhulling.

GEBRUIK

De Somna® Comforters hebben ingenaaide kettingen in tunnels in de lengterichting. De kettingen zijn aan beide kanten vastgezet en kunnen niet worden verwijderd. De stalen kettingen zijn gelakt en maken om die reden geen geluid.

De Somna® Comforter heeft een 2-in-1-functie: een kettingkant en een gewatteerde kant.

Welke kant op het lichaam de voorkeur heeft, verschilt per persoon. De kettingzijde zorgt voor drukpunten tegen het lichaam en meer tactiele stimulatie. U moet proefondervindelijk vaststellen welke kant het beste voelt.

De Somna® Comforter is soepel en kan worden gevouwen voor als u ergens op uw lichaam meer druk wenst. De Somna® Comforter is ontwikkeld om zo koel mogelijk te blijven.

WASVOORSCHRIFTEN

Gebruik altijd de bijgeleverde waszak.



Max. 60 °C - fijnwasprogramma



Gebruik geen sterkere vloeistoffen dan perchlooretheen bij chemisch reinigen



Niet bestand tegen bleekmiddel



Reconditioneren kan bij 70 °C



Niet in de droogtrommel drogen



Niet strijken



PRODUCTINFORMATIE



De Somna® Comforter is gemaakt van materialen die voldoen aan de norm NEN-EN-ISO 12952-1 (Textiel - Beoordeling van de ontvlambaarheid van beddengoed - Deel 1: Ontstekingsbron: smeulende sigaret).



De Somna® Comforter is CE-goedgekeurd volgens richtlijn 93/42/EEG van de Raad betreffende medische hulpmiddelen.



De Somna® Comforter is een Zweeds, gepatenteerd product.

GEWICHTEN & AFMETINGEN

Somna® Comforter 4 kg:	70 x 125 cm
Somna® Comforter 5 kg:	70 x 200 cm
Somna® Comforter 7 kg:	70 x 200 cm

LET OP

- Raadpleeg bij een zwakke longcapaciteit een arts vóór gebruik van de Somna® Comforter.
- Raadpleeg een arts om te horen of het staal in de kettingen geïmplanteerde apparatuur kan beïnvloeden.
- Houd rekening met struikelgevaar als de Somna® Comforter op de grond ligt.
- Let op bij spierzwakte.