



BRUKSANVISNING KJEDEVEST BALANCE

Somna Kjedevest™ Balance er et dagprodukt som først og fremst påvirker følelses- og muskel-/leddsansene. Brukeren får stimulering takket være vestens tyngde og omsluttende effekt.

BRUK

Vesten bør brukes så tett inntil kroppen som mulig for å oppnå best effekt. Vi anbefaler at man kun bruker en undertrøye eller t-skjorte under. Åpne borrelåsbåndene på kjedevestens forstykke. Tre vesten over hodet. Juster deretter lengden på vesten ved hjelp av borrelåsbåndene på skulderpartiet. Stram de tre gummibåndene for å tilpasse trykket mot kroppen. Juster hvor tett vesten skal sitte for å gi ønsket effekt.

Kedjeväst® Balance kan med fordel brukes med en genser/jakke utenpå.

Det er individuelt hvor lenge man vil bruke vesten. Vi anbefaler å prøve med kortere perioder i starten for deretter å øke lengden på bruken.

Kombiner gjerne med Somna Tyngedkrave for økt effekt.

VASKEANVISNING

Bruk medfølgende vaskepose.



Maks 60 °C – skånsomt vaskeprogram



Vest: Ikke bruk sterkere væsker enn perkloretylen ved rens



Tåler ikke blekemidler



Krave: Tåler ikke rens



Må ikke tørketromles



Kraven må ikke varmes opp.



Må ikke strykes

PRODUKTINFORMASJON



Kjedevest™ Balance oppfyller kravene i henhold til standard Antennelighet ved eksponering for glødende formål (NS-EN ISO 12952-1).

Tekstil: 70% Polyester, 30% Bomull

Fyll: 100% Stålkjeder



Kjedevest™ Balance er CE-merket i samsvar med direktivet om medisinsk utstyr 93/42 /EEG.



Kjedevest™ Balance er et svensk produkt.

STØRRELSER

Junior (4–8 år), XS, S/M, M/L, L/XL

MERK

- Ved nedsatt lungekapasitet konsulter lege før bruk av tyngde-vest.
- Konsulter lege dersom innoperert utstyr kan påvirkes av stålkjedene.
- Vær forsiktig ved nedsatt muskelkraft.
- Vær oppmerksom på faren for å sette seg fast med vesten under lek.