



Somna® Vest 小児用 / 成人用

使用説明書 SOMNA® VEST 2.0

Somna® Vest は、主に触感および筋肉 / 関節の感覚に効果のある、日中にご利用いただける製品です。ベストの重みと包まれているような感覚により、体に刺激を得ることができます。



Somna® Vest 用取り外しできる襟

使用説明書

なるべく身体の近く(Tシャツの上など)にベストを着用し、お好みの締め付け効果が得られるようストラップを調節してください。ベストとおもり入りの襟は一緒に使うことも、別々に使うこともできます。Somna® Vest はセーターやジャケットの下の着用に最適です。

身体に重みと圧力をかけることで触角や固有受容感覚を刺激し、鎮静効果をもたらします。

Somna® Vest は耐久性の高い生地を使用しています。

お好みの締め付け効果が得られるように、ご自身でストラップを調節することができます。

お洗濯について

付属の専用洗濯ネットをご使用ください。襟に熱を加えないでください。



60° C 以下、ソフト洗いモードで洗濯してください。



ベスト: ドライクリーニング: PCE
よりも強い洗浄液は使用できません。



タンブル乾燥はしないでください。



アイロンはかけないでください。



襟: ドライクリーニングはしないでください。



漂白剤は使用しないでください。

製品情報



本製品は SS-EN ISO 12952-1 (寝具の発火性 - 着火点: くすぶるたばこの火) 基準を満たしています。



Somna® Vest は、CE により医療機器指令 93/42/EEC 承認を受けています。



Somna® Vest はスウェーデンの製品です。

寸法

成人用:

XS、S、M、L、XL

小児用:

110/122 (4 ~ 7 才)、128/140 (7 ~ 10 才)、146/158 (10 ~ 13 才)

注意

- 心肺機能が低下している場合は、おもり入りベストを使用する前に医師に相談してください。
- チェーンの金属の影響を受ける可能性のある医療機器を使用されている場合は、あらかじめ主治医に相談してください。
- 筋力が低下している場合はご注意ください。
- 動き回る際にベストが引っかからないようにご注意ください。

PRODUCENT

somna®

SOMNA AB

somna.com | info@somna.com

DISTRIBUTOR



LAGOM JAPAN K.K.

lagom-japan.co.jp | info@lagom-japan.co.jp

2018年1月29日