



TAG



SOMNA® VEST ERWACHSENE & JUNIOR



ABNEHMBARER KRAGEN FÜR SOMNA® VEST

GEBRAUCHSANWEISUNG SOMNA® VEST 2.0

Somna® Vest ist ein Tagesprodukt vor allem zur Stimulation des Tast-, Muskel- und Gelenksinns. Der Anwender wird aufgrund ihrer Schwere und des einmummelnden Effekts stimuliert.

GEBRAUCH

Die Weste sollte so nah wie möglich am Körper getragen werden, z. B. über einem T-Shirt. Die größte Wirkung wird erreicht, wenn die verstellbaren Gurte straff sitzen. Die Weste und der Gewichtskragen können zusammen oder einzeln verwendet werden. Somna® Vest passt problemlos unter einen Pullover/eine Jacke.

Die Schwere und der Druck auf dem Körper sorgen für eine Stimulation der taktilen und propriozeptiven Sinne und geben somit für ein beruhigendes Gefühl.

Somna® Vest besteht aus einem strapazierfähigen Material.

Sie entscheiden selbst, wie fest Sie die Weste umschnallen wollen, um den gewünschten Effekt zu erzielen.

WASCHANLEITUNG

Benutzen Sie den mitgelieferten Waschbeutel.



Im Schonwaschgang bei max. 60 °C waschen



Weste: Keine kräftigeren Flüssigkeiten als Tetrachlorethylen bei der chemischen Reinigung verwenden



Kein Bleichmittel verwenden



Nicht in den Wäschetrockner geben



Kragen: Nicht chemisch reinigen



Nicht bügeln



Der Kragen darf nicht erhitzt werden.

PRODUKTINFORMATIONEN



Somna® Vest ist aus flammbeständigem Material gefertigt und erfüllt die Anforderungen des Standards SS-EN ISO 12952-1:2010.

Textil: 70% Polyester, 30% Baumwolle

Füllung: 100% Stahlketten



Somna® Vest ist CE-zertifiziert nach der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte.



Somna® Vest ist ein schwedisches Produkt.

GRÖSSEN

Erwachsene:

X-Small, Small, Medium, Large, X-Large

Junior

110/122 (4-7 Jahre), 128/140 (7-10 Jahre), 146/158 (10-13 Jahre)

WARNUNG

- Bei begrenzter Lungenkapazität einen Arzt vor Anwendung einer Gewichtsweste konsultieren.
- Falls Sie implantierte medizinische Geräte haben, konsultieren Sie einen Arzt, ob diese durch den Stahl in den Ketten beeinträchtigt werden können.
- Vorsicht bei der Anwendung, wenn Ihre Muskeln geschwächt sind.
- Beim Spielen besteht das Risiko, mit der Weste hängen zu bleiben.