



DAG



KJEDEVEST® VOKSEN & JUNIOR



AVTAKBAR KRAVE TIL KJEDEVEST®

BRUKSANVISNING KJEDEVEST® 2.0

Somna Kjedevest® er et dagprodukt som først og fremst påvirker følelses- og muskel-/leddsansene. Brukeren får stimulering takket være vestens tyngde og omsluttende effekt.

BRUK

Vesten bør brukes så nært kroppen som mulig, f.eks. med en t-skjorte under, samt at man strammer de justerbare spennene for å oppnå best effekt. Vesten og tyngdekragen kan brukes sammen eller hver for seg. Kjedevesten kan med fordel brukes med en genser/jakke utenpå.

Vekten og trykket mot kroppen påvirker de taktile og proprioceptive sansene og gir en beroligende effekt.

Somnas Kjedevest® er fremstilt i slitesterkt stoff.

Du velger selv hvor hardt du vil stramme vesten for å oppnå ønsket effekt.

VASKEANVISNING

Bruk medfølgende vaskepose.



Maks 60 °C – skånsomt vaskeprogram



Vest: Ikke bruk sterkere væsker enn perkloretylen ved rens



Tåler ikke blekemidler



Krave: Tåler ikke rens



Må ikke tørketromles



Kraven må ikke varmes opp.



Må ikke strykes

PRODUKTINFORMASJON



Kjedevesten oppfyller kravene i henhold til standard Antennelighet ved eksponering for glødende formål (NS-EN ISO 12952-1).

Tekstil: 70% Polyester, 30% Bomull

Fyll: 100% Stålkjeder



Kjedevest® er CE-merket i samsvar med direktivet om medisinsk utstyr 93/42 /EEG.



Kjedevest® er et svensk produkt.

STØRRELSER

Voksen:

X-Small, Small, Medium, Large, X-Large

Junior

110/122 (4-7 år), 128/140 (7-10 år), 146/158 (10-13 år)

MERK

- Ved nedsatt lungekapasitet konsulter lege før bruk av tyngdevest.
- Konsulter lege dersom innoperert utstyr kan påvirkes av stålet i kjedene.
- Vær oppmerksom ved nedsatt muskelkraft.
- Vær oppmerksom på faren for å sette seg fast med vesten under lek.