



DAG



KÆDEVEST® VOKSEN & JUNIOR



AFTAGELIG KRAVE TIL KÆDEVEST®

BRUGSANVISNING KÆDEVEST® 2.0

Somnas Kædevest® er et produkt til brug om dagen, som primært påvirker følesansen, muskler og led. Brugeren får stimulering fra vestens tyngde og omsluttende effekt.

ANVENDELSE

Vesten bør bruges så tæt på kroppen som muligt, f.eks. med en T-shirt under. De justerbare spænder bør strammes til for at opnå den bedste effekt. Vesten og tyngdekraven kan anvendes sammen eller hver for sig. Kædevesten kan med fordel anvendes under en trøje/jakke.

Vægten og trykket mod kroppen påvirker den taktile og proprioceptive sans, også kaldet følesansen, og giver en beroligende virkning.

Somnas Kædevest® er fremstillet i slidstærkt stof.

Du vælger selv, hvor stramt du spænder vesten for at få den ønskede effekt.

VASKEANVISNING

Anvend medfølgende vaskepose.



Højest 60 °C - skånsomt vaskeprogram



Vest: Der må ikke anvendes væsker, der er stærkere end perkloretylen ved kemisk rens



Tåler ikke blegemiddel



Må ikke tørretumbles

Krage:



Tåler ikke kemisk rens



Må ikke stryges



Tåler ikke opvarmning

PRODUKTINFORMATION



Kædevesten opfylder kravene i standard SS-EN ISO 12952-1, Antændelighed med glødende genstande.

Tekstil: 70% Polyester, 30% Bomuld

Fyld: 100% Stålkæder



Kædevest® er CE-godkendt i henhold til direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr.



Kædevest® er et svensk produkt.

STØRRELSER

Voksen:

X-Small, Small, Medium, Large, X-Large

Junior

110/122 (4-7 år), 128/140 (7-10 år), 146/158 (10-13 år)

BEMÆRK

- Ved svag lungekapacitet skal en læge rådspørges før brug af tyngdevest.
- Drøft med lægen, om indopereret udstyr i kroppen kan blive påvirket af metallet i kæderne.
- Vær forsigtig ved svag muskelkapacitet.
- Vær opmærksom på risikoen for at hænge fast med vesten under leg.

PRODUCENT

somna®

SOMNA AB

info@somna.com | www.somna.com

DANSK DISTRIBUTØR

Zibocare

ZIBOCARE

post@zibocare.dk | www.zibocare.dk

20190514