



DAY



SOMNA® VEST JUNIOR E ADULTO



COPRICOLLO AMOVIBILE PER GILET  
SOMNA® VEST

## ISTRUZIONI PER L'USO SOMNA® VEST 2.0

Il gilet Somna® Vest è un prodotto per uso diurno che agisce in particolare sulla sensibilità tattile e su quella di muscoli/articolazioni. L'utilizzatore è stimolato sia dalla compressione che dall'effetto avvolgente.

### UTILIZZO

Il gilet deve essere indossato il più vicino possibile al corpo, ad es. sopra una T-shirt, agendo sulle fibbie regolabili fino a ottenere un effetto ottimale. Il gilet e il copricollo a compressione possono essere utilizzati insieme o separatamente. Sopra il gilet Somna® Vest si possono indossare ad es. un maglione o una giacca.

Il peso e la pressione esercitata sul corpo agiscono sul senso tattile e sui sensi propriocettivi con un effetto calmante.

Il gilet Somna® Vest è realizzato in tessuto antiusura.

Il gilet può essere regolato a piacere in base all'effetto di compressione desiderato.

## CONSIGLI PER IL LAVAGGIO

Utilizzare il sacchetto per lavaggio in dotazione.



Max 60°C - programma delicato.



Gilet: Non utilizzare liquidi più aggressivi del percloroetilene in caso di lavaggio a secco.



Non candeggiare.



Copricollo: Non lavare a secco.



Non utilizzare l'asciugatrice.



Non riscaldare il copricollo.



Non stirare.

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO



Il gilet Somna® Vest è conforme ai requisiti previsti dalla norma Tessili - Valutazione dell'accendibilità degli articoli biancheria da letto (SS-EN ISO 12952-1).

**Tessile:** 70% Poliestere, 30% Cotone

**Imbottitura:** 100% Catene in acciaio



Il gilet Somna® Vest è omologato CE ai sensi della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.



Il gilet Somna® Vest è un prodotto svedese.

## DIMENSIONI

### Adulto:

X-Small, Small, Medium, Large, X-Large

### Junior:

110/122 (4-7 anni), 128/140 (7-10 anni), 146/158 (10-13 anni)

## ATTENZIONE

- In caso di ridotta funzionalità polmonare, consultare il medico prima di utilizzare il gilet a compressione.
- Consultare il medico se all'utilizzatore sono stati impiantati dispositivi che potrebbero reagire negativamente a contatto con l'acciaio delle catenelle.
- È richiesta la massima cautela in caso di capacità muscolare ridotta.
- Prestare attenzione in quanto il gilet potrebbe restare impigliato durante il gioco.