



DAY



SOMNA® VEST VOLWASSENE &
JUNIOR



AFNEEMBARE SOMNA® COLLAR
VOOR HET SOMNA® VEST

GEBRUIKSAANWIJZING SOMNA® VEST 2.0

Het Somna® Vest is bedoeld voor gebruik overdag en beïnvloedt vooral de zintuiglijke waarneming van gevoel en spieren/gewrichten. De gebruiker wordt gestimuleerd door het gewicht en gevoel van geborgenheid.

GEBRUIK

Het Somna® Vest moet zo dicht mogelijk op het lichaam worden gedragen, bijv. met alleen een T-shirt eronder. Voor het beste effect moeten de stelbanden worden aangetrokken. Het Somna® Vest en de Somna® Collar kunnen samen of apart worden gedragen. Het Somna® Vest wordt bij voorkeur gedragen met een trui of jas erover.

Het gewicht en de druk op het lichaam beïnvloeden de tactiele en proprioceptieve zintuigen met als resultaat een kalmerend effect.

Het Somna® Vest is gemaakt van een duurzame stof.

U bepaalt zelf hoe hard u het vest aanspant om het gewenste effect te verkrijgen.

WASVOORSCHRIFTEN

Gebruik de bijgeleverde waszak. De Somna® Collar mag niet worden verhit/verwarmd.



Max. 60 °C – fijnwasprogramma



Somna® Vest: Gebruik geen sterkere vloeistoffen dan perchloorethyleen bij chemisch reinigen



Niet bestand tegen bleekmiddel



Niet in de droogtrommel drogen



Somna® Collar: Niet chemisch reinigen



Niet strijken



De Somna® Collar mag niet worden verhit/verwarmd.

PRODUCTINFORMATIE



Het Somna® Vest voldoet aan de eisen in de norm NEN-EN-ISO 12952-1 (Textiel - Beoordeling van de ontvlambaarheid van beddengoed - Deel 1: Ontstekingsbron: smelende sigaret).

Textiel: 70% Polyester, 30% Katoen

Vulling: 100% Stalen kettingen



Het Somna® Vest is CE-goedgekeurd volgens richtlijn 93/42/EEG van de Raad betreffende medische hulpmiddelen.



Het Somna® Vest is een Zweeds product.

AFMETINGEN

Volwassene:

X-Small, Small, Medium, Large, X-Large

Junior

110/122 (4-7 jaar), 128/140 (7-10 jaar), 146/158 (10-13 jaar)

LET OP

- Raadpleeg bij een zwakke longcapaciteit een arts vóór gebruik van het Somna® Vest.
- Raadpleeg een arts om te horen of het staal in de kettingen geïmplanteerde apparatuur kan beïnvloeden.
- Let op bij spierzwakte.
- Let op: het Somna® Vest kan tijdens het spelen aan voorwerpen blijven haken.