



## GEBRAUCHSANWEISUNG SOMNA® VEST BALANCE

Die Somna® Vest Balance ist ein Tagesprodukt zur Stimulation des Tast-, Muskel- und Gelenksinns. Die Stimulierung wird über das Gewicht und das Gefühl der Geborgenheit erreicht.

### GEBRAUCH

Die Weste sollte so nah wie möglich am Körper getragen werden, um die größte Wirkung zu erreichen, am besten nur über einem Hemd oder einem T-Shirt. Öffnen Sie die Klettverschlüsse an der Vorderseite der Weste. Ziehen Sie die Weste über den Kopf. Stellen Sie dann die Länge der Weste mithilfe der Klettverschlüsse an den Schulterbändern ein. Ziehen Sie die drei Gummizüge straff, um den Druck auf den Körper anzupassen. Sie können entscheiden, wie eng die Weste sitzen soll, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Die Somna® Vest Balance passt problemlos unter einen Pullover/eine Jacke.

Es ist Ihnen überlassen, wie lange Sie die Weste tragen möchten. Wir empfehlen, die Weste anfangs testweise für kürzere Zeiträume zu verwenden und anschließend die Anwendungsdauer allmählich zu erhöhen.

Die Wirkung kann verstärkt werden, wenn gleichzeitig der Somna® Collar Gewichtskragen verwendet wird.

## WASCHANLEITUNG

Benutzen Sie den mitgelieferten Waschbeutel.



Im Schonwaschgang bei max. 60 °C waschen



Weste: Keine kräftigeren Flüssigkeiten als Tetrachlorethylen bei der chemischen Reinigung verwenden



Kein Bleichmittel verwenden



Nicht in den Wäschetrockner geben



Kragen: Nicht chemisch reinigen



Nicht bügeln



Der Kragen darf nicht erhitzt werden.

## PRODUKTINFORMATIONEN



Die Somna® Vest Balance erfüllt die Anforderungen des Standards zur Entzündbarkeit bei glimmenden Gegenständen (SS-EN ISO 12952-1).

**Textil:** 70% Polyester, 30% Baumwolle

**Füllung:** 100% Stahlketten



Die Somna® Vest Balance ist CE-zertifiziert nach der Medizinprodukt-richtlinie 93/42/EWG.



Die Somna® Vest Balance ist ein schwedisches Produkt.

## GRÖSSEN

**Erwachsene:**

Junior (4-8 Jahre), XS, S/M, M/L, L/XL

### WARNUNG

- Bei begrenzter Lungenkapazität einen Arzt vor Anwendung einer Gewichtsweste konsultieren.
- Falls Sie implantierte medizinische Geräte haben, konsultieren Sie einen Arzt, ob diese durch den Stahl in den Ketten beeinträchtigt werden können.
- Vorsicht bei der Anwendung, wenn Ihre Muskeln geschwächt sind.
- Beim Spielen besteht das Risiko, mit der Weste hängen zu bleiben.