



KÄYTTÖOHJE SOMNA® VEST BALANCE

Somna® Vest Balance on päivisin käytettävä liivi, joka vaikuttaa tunto-, lihas- ja nivelaistiin. Paino ja sisään sulkeva tunne stimuloivat käyttäjän aisteja.

KÄYTTÖ

Parhaan vaikutuksen saamiseksi liiviä tulee käyttää mahdollisimman lähellä vartaloa. Suosittelemme, että liivin alla käytetään vain yöpaitaa tai t-paitaa. Avaa tarranauhat liivin etumuksessa. Vedä liivi pään yli. Säädä liivin pituutta hartioilla olevien tarranauhojen avulla. Voit säätää kehoon kohdistuvaa painetta kolmen tarranauhan avulla. Kokeile eri säätöjä sopivan tuntuksen paineen saamiseksi.

Somna® Vest Balance -liivin päällä voi käyttää puseroa tai takkia.

On yksilöllistä, kuinka pitkään liiviä halutaan käyttää. Suosittelemme käyttämään liiviä aluksia lyhyitä hetkiä ja pidentämään käyttöaikaa vähitellen.

Liivin vaikutusta voi tehostaa käyttämällä myös Somna® Collar -painokaulusta.

PESUOHJE

Pestään mukana tulevassa pesupussissa.



Enintään 60 °C – hienope-
suohjelma



Liivi: Kemiallinen pesu
tetrakloorietaanillä



Valkaisu kielletty



Kaulus: Kemiallinen pesu
kielletty



Rumpukuivaus kielletty



Kaulusta ei saa kuumentaa.



Silitys kielletty

TUOTETIEDOT



Somna® Vest Balance täyttää vuodevaatteiden syttyvyyttä koskevan SFS-EN ISO 12952-1 -standardin vaatimukset.

Tekstiili: 70% Polyesteriä, 30% Puuvilla

Täyte: 100% Teräsketjut



Somna® Vest Balance on CE-hyväksytty lääkintälaitedirektiivin 93/42/ETY mukaisesti.



Somna® Vest Balance on ruotsalainen tuote.

KOOT

Aikuiset:

Junior (4–8 vuotta), XS, S/M, M/L, L/XL

HUOMAA

- Jos käyttäjän keuhkojen toiminta on heikentynyt, käänny lääkärin puoleen ennen liivin käyttämistä.
- Käänny lääkärin puoleen, jos käyttäjällä on implantti tai lääkinnällinen apuväline, jonka toimintaa tuotteen sisältämä metalli voi häiritä.
- Heikentynyt lihasvoima voi aiheuttaa riskin.
- Liivi voi muodostaa kiinnijäämisen riskin leikeissä.

PRODUCENT

somna®

SOMNA AB

info@somna.se | www.somna.se

FINSK DISTRIBUTÖR

ALGOL
TREHAB

ALGOL THREHAB

www.algol-trehab@algol.fi | www.algolthrehab.fi

20190322