



BRUGSANVISNING KÆDEVEST® BALANCE

Somnas Kædevest® Balance er et produkt til brug om dagen, som primært påvirker følesansen, muskler og led. Brugeren får stimulering fra vestens tyngde og omsluttende effekt.

ANVENDELSE

Vesten bør bruges så tæt på kroppen som muligt for at opnå den bedste effekt. Vi anbefaler, at man kun bruger en undertrøje eller en T-shirt under den. Åbn velcrobåndene på kædevestens forstykke. Træk vesten over hovedet. Juster derefter vestens længde gennem velcrobåndene på skulderbåndene. Træk de tre elastikbånd til for at tilpasse trykket mod kroppen. Juster, hvor tæt vesten skal sidde for at give den ønskede effekt. Kædevest® Balance kan med fordel anvendes under en trøje eller jakke.

Det er individuelt, hvor længe man vil bruge vesten. Vi anbefaler at prøve kortere perioder i begyndelsen og derefter gradvist øge brugen.

Kombiner eventuelt med Somna Tyngdekrave for at opnå øget effekt.

VASKEANVISNING

Anvend medfølgende vaskepose.



Højst 60 °C - skånsomt vaskeprogram



Vest: Der må ikke anvendes væsker, der er stærkere end perkloretylen ved kemisk rens



Tåler ikke blegemiddel



Må ikke tørretumbles

Krage:



Tåler ikke kemisk rens



Må ikke stryges



Tåler ikke opvarmning

PRODUKTINFORMATION



Kædevest® Balance opfylder kravene i standard SS-EN ISO 12952-1, Antændelighed med glødende genstande.

Tekstil: 70% Polyester, 30% Bomuld

Fyld: 100% Stålkæder



Kædevest® Balance er CE-godkendt i henhold til direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr.



Kædevest® Balance er et svensk produkt.

STØRRELSER

Junior (4-8 år), XS, S/M, M/L, L/XL

BEMÆRK

- Ved svag lungekapacitet skal en læge rådspørges før brug af tyngdevest
- Drøft med lægen, om indopereret udstyr i kroppen kan blive påvirket af stålkæderne.
- Vær forsigtig ved svag muskelkapacitet.
- Vær opmærksom på risikoen for at hænge fast med vesten under leg.

PRODUCENT

somna®

SOMNA AB

info@somna.com | www.somna.com

DANSK DISTRIBUTØR

ZiboCare

ZIBOCARE

post@zibocare.dk | www.zibocare.dk

20190514