



KEDJEVÄST* JUNIOR & VUXEN



AVTAGBAR KRAGE TILL KEDJEVÄST*

BRUKSANVISNING KEDJEVÄST® 2.0

Somnas Kedjeväst® är en dagprodukt som framförallt påverkar känsel- och muskel-/ledsinnena. Användaren får stimulering tack vare dess tyngd och omslutande effekt.

ANVÄNDNING

Västen bör användas så nära kroppen som möjligt t.ex. med en t-shirt under samt att man drar åt de justerbara spännena för att uppnå bäst effekt. Västen och tyngdkragen kan användas ihop eller var för sig. Kedjevästen kan med fördel användas med en tröja/jacka utanpå.

Vikten och trycket mot kroppen påverkar de taktila och proprioceptiva sinnena vilket ger en lugnande inverkan.

Somnas Kedjeväst® är framtagen i ett tyg som är slitstarkt.

Du väljer själv hur hårt du spänner åt västen för önskad effekt.

TVÄTTRÅD

Använd medföljande tvättpåse.



Högst 60°C - skonsamt tvättprogram



Tål ej blekmedel



Ej torktumling



Ej strykning



Använd inga vätskor starkare än perkloretylen vid kemtvätt

Krage:



Ej kemtvätt



Tål ej uppvärmning i Microvågsugn

PRODUKTINFORMATION



Kedjevästen uppfyller kraven enligt standard Antändlighet avseende glödande föremål (SS-EN ISO 12952-1).

Textil: 70% Polyester, 30% Bomull

Fyllning: 100% Stålkedjor



Kedjeväst® är CE-godkänd enligt direktiven om medicintekniska produkter 93/42/EEG.



Kedjeväst® är en svensk produkt.

STORLEKAR

Vuxen:

X-Small, Small, Medium, Large, X-Large

Junior

110/122 (4-7 år), 128/140 (7-10 år), 146/158 (10-13 år)

OBSERVERA

- Vid svag lungkapacitet, rådfråga läkare före användning av tyngdväst.
- Rådgör med läkare om inopererad utrustning skulle kunna påverkas av stålkedjorna.
- Var aktsam vid svag muskelkapacitet.
- Beakta risken att fastna med västen vid lek.