

BRUKSANVISNING SOMNA® TYNGDKRAGE

Somna® Tyngdkrage hjälper till att sänka spänning i kropp och axlar.

ANVÄNDNING

Kragen är ergonomiskt utformad för att ge ett jämnt och stabilt tryck. Genom att gå ut över bröstet och ner mellan skulderbladen applicerar den tryck på muskulaturen och man får en skön omslutande känsla.

Kragen går att använda både vid stillasittande aktivitet och i rörelse. Tyngdkragen bidrar till en bättre hållning, vilket främjar cirkulationen och balansen i kroppen.



TVÄTTRÅD

Tvättpåse ska användas.



Högst 60°C – skonsamt tvättprogram



Ej strykning



Tål ej blekmedel



Ej kemtvätt.



Ej torktumling

PRODUKTINFORMATION



CE-godkänd enligt direktiven om medicintekniska produkter 93/42/EEG.



Somna Tyngdkrage är en mönsterskyddad svensk produkt.

STORLEKAR

Junior 1 kg

XS 1,5 kg

S-XL 2 kg

MATERIAL

Textil: 55% Polyester, 45% Bomull

Fyllning: 100% Polyester

TILLBEHÖR

Ett skyddande överdrag i polyester/bomullsblandning kan köpas som tillbehör. Överdraget kan tvättas i högst 60°C.

OBSERVERA

- Kragen får ej upphettas/värmas.
- Beakta felpositionering. Placera ej mot halsen i liggande läge på grund av kvävningrisk.