

## BRUKSANVISNING SOMNA® KRAGE



Somna® Kragen er et dagprodukt som bidrar til å redusere spenninger i kropp og skuldre.

### BRUK

Kragen er ergonomisk utformet for å gi et jevnt og stabilt trykk. Fordi den går ut over brystet og ned mellom skulderbladene legger den trykk på muskulaturen og gir en behagelig og omsluttende følelse.

Kragen kan brukes både ved stillesittende aktivitet og i bevegelse. Tyngdekragen bidrar til en bedre holdning og fremmer dermed sirkulasjonen og balansen i kroppen.



## VASKEANVISNING

Bruk alltid medfølgende vaskepose. Kragen må ikke varmes opp.



Maks 60 °C – skånsomt  
vaskeprogram



Tåler ikke blekemidler



Må ikke tørketromles



Tåler ikke rens.



Må ikke strykes

## PRODUKTINFORMASJON



CE-merket i samsvar med direktivet om medisinsk utstyr  
93/42/EEG.



Somna Tyngdekrage er et designbeskyttet svensk produkt.

## VEKT

Junior	1 kg
XS	1,5 kg
S-XL	2 kg

## MATERIALE

**Tekstil:** 55% Polyester, 45% Bomull

**Fyll:** 100% Polyester

## TILBEHØR

Et beskyttende overtrekk i polyester/bomullsblanding kan kjøpes som tilbehør. Overtrekket kan vaskes på maks. 60 °C.

## OBSERVERA

- Kragen må ikke varmes opp.
- Vær oppmerksom på feilposisjonering. Ikke legg på halsen når du ligger ned på grunn av kvelningsfare.