



COOL



ZIP



2-1 FUNCTION

## ISTRUZIONI PER L'USO SOMNA® BLANKET BALANCE

Ritrova la serenità con Somna® Blanket Balance. Le catenelle nei canali longitudinali consentono alla trapunta di aderire al corpo con una piacevole pressione avvolgente.



### UTILIZZO

Le catenelle di Somna® Blanket Balance si trovano in posizione più centrale, in linea con la posizione del corpo, per accentuare l'effetto avvolgente.

La trapunta Somna® Blanket Balance è un prodotto 2-in-1, con un lato dotato di catenelle e un lato imbottito. La scelta del lato da rivolgere verso il corpo dipende dalle preferenze personali. Rivolgendo le catenelle verso il corpo si ottiene una maggiore stimolazione tattile. Si raccomanda di provare entrambi i lati per individuare quello preferito. Il lato catena ha un tessuto a mezza luna per distinguerlo facilmente dal lato imbottito.

Inserire la trapunta Somna® Blanket Balance in un sacco copripiumino. È possibile dormire con la trapunta addosso tutta la notte, ma per i primi tempi si raccomanda di abituarci utilizzandola per periodi più brevi. Aumentare quindi il tempo di utilizzo gradualmente. La flessibilità della trapunta Somna® Blanket consente anche di ripiegarla per aumentare il peso su una parte specifica del corpo. La trapunta è realizzata per garantire la massima sensazione di freschezza.

Appoggiare la trapunta sulle spalle, in modo che segua le linee del corpo in posizione seduta, aiuta a rilassarsi in ogni momento della giornata.

## CONSIGLI PER IL LAVAGGIO

Utilizzare il sacchetto per lavaggio in dotazione. La trapunta con cerniera deve essere separata prima del lavaggio.



Max 60°C - programma delicato.



Non utilizzare liquidi più aggressivi del percloroetilene in caso di lavaggio a secco.



Non utilizzare l'asciugatrice.



Non stirare.



Non candeggiare.



## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO



La trapunta Somna® Blanket Balance è conforme ai requisiti previsti dalla norma Tessili - Valutazione dell'accendibilità degli articoli biancheria da letto (SS-EN ISO 12952-2). Tessuto esterno in materiale ignifugo Trevira CS.

**Tessile:** 90% Poliestere, 10% Polipropilene

**Imbottitura:** 100% Catene in acciaio



La trapunta Somna® Blanket Balance è omologata CE ai sensi della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.



La trapunta Somna® Blanket Balance è un prodotto svedese brevettato.

## DIMENSIONI/PESI

140 x 200 cm / 8 kg

### ATTENZIONE

- In caso di ridotta funzionalità polmonare, consultare il medico prima di utilizzare la trapunta a compressione.
- Consultare il medico se all'utilizzatore sono stati impiantati dispositivi che potrebbero reagire negativamente a contatto con l'acciaio delle catenelle.
- Prestare attenzione a non inciampare quando la trapunta a compressione poggia sul pavimento.
- È richiesta la massima cautela in caso di capacità muscolare ridotta.
- Quando si utilizza la copertura igienica, osservare il rischio di soffocamento.