

GEBRAUCHSANWEISUNG SOMNA® COLLAR



Somna® Collar ist ein Tagesprodukt zur Lösung von Verspannungen in Körper und Schultern.

ANWENDUNG

Die ergonomische Form des Kragens sorgt für einen gleichmäßigen und stabilen Druck. Durch seine Position auf der Brust und zwischen den Schulterblättern übt der Kragen Druck auf die Muskulatur aus und sorgt für ein angenehmes Gefühl der Geborgenheit.

Der Kragen kann sowohl im Sitzen als auch bei Bewegung getragen werden. Der Gewichtskragen verbessert die Haltung und fördert so den Kreislauf und das Gleichgewicht.



WASCHANLEITUNG

Benutzen Sie stets den mitgelieferten Waschbeutel.



Im Schonwaschgang bei max.
60 °C waschen



Nicht bügeln



Kein Bleichmittel verwenden



Nicht chemisch reinigen



Nicht in den Wäschetrockner
geben

PRODUKTINFORMATIONEN



CE-zertifiziert nach der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte.



Somna® Collar ist ein schwedisches Produkt mit geschütztem Design.

GEWICHT

Junior	1 kg
XS	1,5 kg
S-XL	2 kg

MATERIAL

Der Gewichtskragen ist aus einem Polyester-Baumwoll-Mischgewebe gefertigt. Der Inhalt besteht aus Granulat.

ZUBEHÖR

Textil: 55% Polyester, 45% Baumwolle

Füllung: 100% Polyester

GEGENANZEIGEN

- Der Gewichtskragen darf nicht erhitzt/erwärmt werden.
- Fehlpositionierung beachten. Legen Sie sich den Kragen wegen der Erstickungsgefahr beim Liegen nicht auf den Hals.