

KÄYTTÖOHJE SOMNA® COLLAR



Somna® Collar on päivällä käytettävä painokaulus, joka auttaa lievittämään jännitystä kehossa ja hartioissa.

KÄYTTÖ

Painokaulus on ergonomisesti muotoiltu ja antaa tasaisen paineen tunnun. Se laskeutuu rintakehän päälle ja takana lapaluiden väliin. Se painaa lihaksia miellyttävällä tavalla ja tarjoaa rauhoittavan, sisään sulkevan tunteen.

Painokaulusta voi käyttää sekä istuessa että liikkeessä. Se parantaa ryhtiä, mikä lisää verenkiertoa ja kehon tasapainoa.



PESUOHJE

Pestään mukana tulevassa pesupussissa.



Enintään 60 °C – hienope-suohjelma



Silitys kielletty



Valkaisu kielletty



Kemiallinen pesu kielletty



Rumpukuivaus kielletty

TUOTETIEDOT



CE-hyväksytyt lääkintälaitedirektiivin 93/42/ETY mukaisesti.



Somna® Collar on mallisuojaattu ruotsalainen tuote.

PAINO

Junior	1 kg
XS	1,5 kg
S-XL	2 kg

MATERIAALI

Tekstiili: 55% Polyesteriä, 45% Puuvilla

Täyte: 100% Polyesteriä ta.

LISÄVARUSTEET

Polyesteri-puuvillasekoitteesta valmistettu suojapäällinen on saatavilla lisävarusteena. Päällisen voi pestä 60 °C:ssa.

HUOMAA

- Painokaulusta ei saa kuumentaa/lämmittää.
- Huomio! Ei saa asettaa kaulalle makuuasennossa, aiheuttaa tukehtumisvaaran.