

MODE D'EMPLOI SOMNA® COLLAR

Le col Somna® Collar est un produit de jour qui aide à réduire les tensions dans le corps et les épaules.

UTILISATION

Le col a une forme ergonomique qui permet d'obtenir une pression uniforme et stable. Sa forme descendante sur la poitrine et entre les omoplates exerce une pression sur la musculature et procure ainsi une sensation enveloppante agréable.

Il peut être utilisé assis ou en mouvement. Le col Somna® Collar favorise un meilleur maintien, ce qui améliore la circulation et l'équilibre du corps.



CONSEILS D'ENTRETIEN

Utiliser toujours le filet de nettoyage fourni.



Maximum 60° C - programme doux



Pas de repassage



Pas de produits blanchissants



Pas de nettoyage à sec.



Pas de séchage tambour

INFORMATIONS PRODUIT



Approuvé CE conformément à la directive 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux.



Le col Somna® Collar est un produit suédois protégé par le droit des dessins et modèles.

POIDS

Junior 1 kg
XS 1,5 kg
S-XL 2 kg

MATERIAU

Textiles: 55% Polyester, 45% Coton

Garnissage: 100% Polyester

ACCESSOIRES

Une housse protectrice en mélange polyester/coton peut être achetée séparément comme accessoire. La housse peut être lavée à 60°C maximum.

REMARQUE

- Le col ne doit pas être chauffé.
- Adaptez le bon positionnement. Ne pas placer sur la région de la gorge en position couchée pour éviter toute gêne et un éventuel risque d'étouffement.