



NATT



DAG

# BRUKSANVISNING SOMNA® HYGIENÖVERDRAG

Art nr: 600410



## PRODUKTINFORMATION



Yttertyg i flamsäkert material.  
Textil: 50% Polyuretan, 50% Polyester



Tillverkat i Sverige

**Mått på överdrag:**  
150x200 cm

**Passar tyngdprodukt:**  
Kedjetäcke®

## TVÄTTRÅD



Högst 90°C – skonsamt  
tvättprogram



Ej strykning



Tål ej blekmedel



Ej kemtvätt



Ej torktumling

## OBSERVERA

- Hygienöverdraget är utfört i ett tätt material. Beakta kvävningsrisk.